

LUGOTEX, S.L.

C/ Tramontana nº 5
Pol. Ind. Roques Roges
Apto. Correos nº 16
43460 - Alcover
Tarragona - Spain

Tel. Gratis / Free (+34) 877200127

Tel. (+34) 902 001 993

Fax. (+34) 902 001 994

E-mail: lugotex@lugotex.com

Web: www.lugotexsl.com



Pasión por el textil

Protección y Conservación del Colchón Sistema de Descanso y Lencería

Protectores de colchón - Cubrecolchones
Medias Fundas - Fundas de colchón
Fundas de Almohada - Cuadrantes
Almohadas - Colchones - Somieres
Sábanas - Mantas - Colchas
Toallas - Cortinas de Baño

NUEVA MASCARILLAS ADULTO / INFANTILES TIPO MARIPOSA

SIN COSTURA CENTRAL - FILTRACION 98.48% - TIPO MASCARILLA HIGIENICA



FOTO PORTADA - FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL IZQUIERDO GOMAS



FOTO LATERAL DERECHO GOMAS



**MASCARILLAS HIGIENICAS REUTILIZABLES SEGÚN NORMA UNE 0064-0065 PARA ADULTOS Y NIÑOS.
APTA PARA USO DEPORTIVO – PERSONAS ALERGICAS - MASCARILLA FILTRACIÓN DE PARTICULAS.**

Las mascarillas LUGOTEX & GOFLOR están homologadas con test de filtración y respirabilidad por Eurecat Test Laboratorio norma 0064 nº 2020-017799 y norma 0065 nº 2020-018002. Todas nuestras mascarillas también disponen de certificado Oeko-tex clase I (el cual nuestras materias primas y producto como producto acabado cumple con la normativa Reach y son aptas para niños desde 0 años).

Esta mascarilla es perfecta para proteger las vías respiratorias de la contaminación atmosférica, la suciedad, el polvo, los gérmenes, el humo, las cenizas. También proporciona una gran protección respiratoria contra enfermedades que pueden propagarse por el aire ya que filtra las partículas que hay en el aire, con lo que actúa de **prevención para el COVID-19**, con ella evitamos contaminarnos a través de boca y nariz.



LUGOTEX, S.L.

C/ Tramontana nº 5
Pol. Ind. Roques Roges
Apto. Correos nº 16
43460 - Alcover
Tarragona - Spain

Tel. **Gratis / Free (+34) 877200127**

Tel. (+34) 902 001 993

Fax. (+34) 902 001 994

E-mail: lugotex@lugotex.com

Web: www.lugotexsl.com



Pasión por el textil

Protección y Conservación del Colchón Sistema de Descanso y Lencería

Protectores de colchón - Cubrecolchones
Medias Fundas - Fundas de colchón
Fundas de Almohada - Cuadrantes
Almohadas - Colchones - Somieres
Sábanas - Mantas - Colchas
Toallas - Cortinas de Baño

ANALISIS NORMA EN 14683:2019 + AC 2019 MASCARILLAS QUIRURGICAS

Eficacia de filtración bacteriana BFE del tejido NORMA EN 14683: 2019 + AC 2019 = **98.48 %**

Eficacia de Respirabilidad, presión del tejido NORMA EN 14683: 2019 + AC 2019 = **2 (Pa/cm2)**

CLASIFICACIONES MASCARILLAS HIGIENICAS - QUIRÚRGICAS						RESULTADOS 0064	RESULTADOS 0065
		HIGIENICAS 0064-0065	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR		
5.2.2	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)	≥ 90	≥ 95	≥ 98	≥ 98	98.48%	90.6
5.2.3	Respirabilidad: Presión Diferencial (Pa/Cm2)	< 60	< 40	< 40	< 60	2	8.4
5.2.4	Presión de resistencia a las salpicaduras (Kpa)	No requerido	No requerido	No requerido	≥ 16	-	-

NOTA: LOS ENSAYOS DE LA NORMA 0065 EN UNOS DÍAS TENDREMOS LOS RESULTADOS.

CONCLUSIONES FILTRADO Y RESPIRABILIDAD:

El tejido desarrollado por LUGOTEX & GOFLOOR en su departamento de I+D, cumple con todas las características para poder fabricar mascarillas, tipo higiénicas y quirúrgicas, ya que cumple y supera los parámetros de filtración y respirabilidad de una mascarilla quirúrgica TIPO II.

Si comparamos la filtración de las mascarillas FFP1, FFP2 Y FFP3, podemos indicar que el nivel de filtración es equivalente a una mascarilla FFP3 > 98%.

Si comparamos la filtración de las mascarillas quirúrgicas, podemos indicar que el nivel de filtración es equivalente a una mascarilla TIPO II > 98%.

COMPOSICIÓN

Mascarilla 3 capas con filtro de última generación, con microfilamentos textiles Poliéster / Lyocel antibacteriano. Todas nuestras materias primas son biocompatibles con la piel sana de las personas, por lo que no produciría daños por el uso prolongado.

Certificado especial mascarillas OEKO-TEX clase I nº 2020OK0685, para todos sus componentes (tejidos, filtros, goma, hilos de coser, etiquetas tela, blanco / colores / estampación).

Todas nuestras materias primas están fabricadas en Cataluña - España con materiales de la UE (UNIÓN EUROPA), totalmente garantizados.

Tejido 3 capas de 250 gr/m2 - 80% Poliéster 20% Lyocel.



LUGOTEX, S.L.

C/ Tramontana nº 5
Pol. Ind. Roques Roges
Apto. Correos nº 16
43460 - Alcover
Tarragona - Spain

Tel. **Gratis / Free (+34) 877200127**

Tel. (+34) 902 001 993

Fax. (+34) 902 001 994

E-mail: lugotex@lugotex.com

Web: www.lugotexsl.com



Pasión por el textil

Protección y Conservación del Colchón Sistema de Descanso y Lencería

Protectores de colchón - Cubrecolchones
Medias Fundas - Fundas de colchón
Fundas de Almohada - Cuadrantes
Almohadas - Colchones - Somieres
Sábanas - Mantas - Colchas
Toallas - Cortinas de Baño

DISEÑO - CORTE - CONFECCIÓN - DESINFECCION - PRESENTACION

Diseño: Las mascarillas LUGOTEX & GOFLOR, está diseñada, para cubrir nariz y barbilla, en la parte de la boca no hay costura central, para dar la máxima eficacia de protección contra el COVID -19.

Corte: automático utilizando maquinaria de última generación CNC ultra rápida.

Confección: cosido con punto de bola y costura de seguridad.

Desinfección: cabina de ozono, antes de su embolsado.

Presentación: Bolsa troquelada para colgar + folleto explicativo en 4 idiomas, con código de barras (2 unidades por bolsa).

CUALIDADES MASCARILLAS REUTILIZABLE

- Lavable mínimo 5 ciclos con agua a 60°, es lo exigido por la UNE 0065.
- Lavado y desinfección de las mascarillas puede ser a mano o a máquina con detergente normal:
Lavado en lavadora la desinfección de las mascarillas tiene que ser con detergente neutro: Lavable con ciclo normal de lavadora mínimo 30 minutos y agua a 60°.
- Secado al aire, (preferentemente al sol, como recomendación del fabricante).
- Como fabricante aconsejamos una **reutilización de nuestra mascarilla durante 30 ciclos de lavado**, Equivalencia a 30 días, siempre que se sigan las instrucciones de limpieza del fabricante. En nuestros certificado y los ensayos realizados en nuestro departamento I+D la mascarilla dispone de una resistencia superior a 50 lavados.

USO

- Como fabricante recomendamos para más seguridad lavar antes de usar, mirar indicaciones de lavado mencionados anteriormente.
- Lávatelo las manos con agua, jabón o gel hidro-alcohólico antes de ponerte la mascarilla.

COLOCACION

- La mascarilla tiene dos posiciones dependiendo de la forma de la cara de cada persona.
1º La pinza más pequeña tiene que ir hacia la nariz y la más grande hacia la barbilla. (Recomendado para personas con nariz corta).
2º La pinza más grande puede ir para la nariz y la más pequeña para la barbilla. (Recomendado para personas con nariz larga).
- Sujetar las gomas por detrás de las orejas o usar nuestros soportes para gomas.
- Recordamos mantener la distancia de seguridad aconsejadas por las autoridades sanitarias que mínimo tiene que ser de 1.50 metros a 2 metros, para evitar los contagios.



LUGOTEX, S.L.

C/ Tramontana nº 5
 Pol. Ind. Roques Roges
 Apto. Correos nº 16
 43460 - Alcover
 Tarragona - Spain

Tel. **Gratis / Free (+34) 877200127**

Tel. (+34) 902 001 993

Fax. (+34) 902 001 994

E-mail: lugotex@lugotex.com

Web: www.lugotexsl.com



Pasión por el textil

**Protección y Conservación del Colchón
 Sistema de Descanso y Lencería**

Protectores de colchón - Cubrecolchones
 Medias Fundas - Fundas de colchón
 Fundas de Almohada - Cuadrantes
 Almohadas - Colchones - Somieres
 Sábanas - Mantas - Colchas
 Toallas - Cortinas de Baño

RETIRADA DE MASCARILLA

- Retirar de la mascarilla sin tocar la parte frontal.
- Si van a reutilizar nuestra mascarilla tiene que seguir las instrucciones de lavado, indicadas en el punto de cualidades mascarilla reutilizable.

ADVERTENCIA

Las mascarillas higiénicas no se consideran mascarillas quirúrgicas sanitarias en el sentido de la Directiva marcado CE 93/42 o del reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) UE/2016/425.

MEJORAS PREVISTAS A CORTO PLAZO

Desde LUGOTEX & GOFLOR seguimos trabajando con nuestro departamento de I+D para conseguir la homologación como mascarillas quirúrgicas y EPI, siempre trabajando como mascarillas reutilizables.

GENERALIDADES DE TALLAS

	EDAD	TALLA	ANCHO CARA
NIÑO	3 – 6 AÑOS	NP	7-8 CM
NIÑO	6-12 AÑOS	NM	9-11 CM
ADULTO	ADULTO TIPO 1 (Estándar)	AD	12-13 CM
ADULTO	ADULTO TIPO 2 XL	AD-XL	14-16 CM



7-8 cm
TALLA NP



8-9 cm
TALLA NM



12-13 cm
TALLA AD



14-16 cm
TALLA AD-XL

COMPARATIVA RENTABILIDAD ECONOMICA



LUGOTEX, S.L.

C/ Tramontana nº 5
Pol. Ind. Roques Roges
Apto. Correos nº 16
43460 - Alcover
Tarragona - Spain

Tel. **Gratis / Free (+34) 877200127**

Tel. (+34) 902 001 993

Fax. (+34) 902 001 994

E-mail: lugotex@lugotex.com

Web: www.lugotexsl.com



Pasión por el textil

Protección y Conservación del Colchón Sistema de Descanso y Lencería

Protectores de colchón - Cubrecolchones
Medias Fundas - Fundas de colchón
Fundas de Almohada - Cuadrantes
Almohadas - Colchones - Somieres
Sábanas - Mantas - Colchas
Toallas - Cortinas de Baño

Usando nuestra mascarilla LUGOTEX & GOFLOR podemos tener un ahorro económico por persona:

Ejemplo.

Coste mascarilla desechables precio medio mercado 0.60 € / unidad, cambio mascarilla cada 3 – 4 horas, necesidad de 2 mascarillas al día, en una jornada de 8 horas.

Gasto diario en una jornada de 8 horas 1.20 €

Coste mascarilla lavable y reutilizable LUGOTEX & GOFLOR PVP 3,40 € unidad color blanco, aconsejamos usar 2 al día coste 6.80 €

Ejemplo costes.

1.20 * 30 días = 36 € mes persona.

Recomendación unidades Lugotex 2 por persona para tener una siempre lavando.

3.40 x 2 = **6.80 € coste al mes por persona.**

Coste mascarilla LUGOTEX & GOFLOR por cada reutilización es de 6,80 / 30 = 0.23 €, frente al coste diario de 1,20 € de las mascarillas desechables.

LABORATORIOS COLABORADORES PARA NUESTROS ENSAYOS DE MASCARILLAS



COLABORACIONES SOLIDARIAS



